


ALMOHADA

MASAJEADORA HM-340

MASAJE RELAJANTE CON 1 SÓLO BOTÓN

Con sólo presionar el botón de encendido se activa el masaje de acupresión, al presionarlo nuevamente se activa la función de calor.

FÁCIL DE USAR Y ERGONÓMICO



↘ HM-340

Con sólo pulsar el botón de encendido se activa un sistema de acupresión, con 4 rodillos de masaje integrados que rotan en la zona con dolor y rigidez muscular. La función de calor se activa fácilmente presionando una segunda vez el botón de encendido. El masajeador cuenta con una funda lavable y se apaga automáticamente después de 15 minutos.



FUNCIÓN CON CALOR



MASAJE DE ACUPRESIÓN



FUNDA LAVABLE REMOVIBLE



DISEÑO ERGONÓMICO



FÁCIL DE COLOCAR

Precauciones: No utilice este dispositivo si tiene un marcapasos, desfibrilador u otro dispositivo metálico o electrónico implantado, no utilizar en mujeres embarazadas y niños. Consulte a su médico antes de comenzar a utilizar este producto. Lea el manual de instrucciones.



OMRON

ALMOHADA MASAJEADORA HM-340




ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE:

Caja	Cantidad	Peso	Dimensiones aprox. (ancho x alto x profundidad)
Unidad:	1 unidad	2.31 kg	404 mm x 268 mm x 136 mm
Máster:	4 unidades	10 kg	566 mm x 294 mm x 422 mm
Código UPC:	073796833404		

ESPECIFICACIONES:

Modelo	Almohada masajeadora OMRON HM-340
Fuente de alimentación	Adaptador de CA, 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, 800 mA
Potencia	12 V CC, 30 W
R.P.M.	Aproximadamente 30 veces / minuto
Tiempo de la sesión de masaje	Aproximadamente 15 min
Temperatura máxima del calentador	50 °C
Temperatura, humedad de funcionamiento	10 a 40 °C, 30 a 80 % HR
Temperatura, humedad de almacenamiento y de transporte	- 20 a 60 °C, 10 a 95 % RH, 700 a 1060 hPa
Peso	Aproximadamente 1.8 kg
Dimensiones de la unidad principal (ancho x alto x profundidad)	392 mm x 262 mm x 130 mm
Longitud del cable de alimentación	Aproximadamente 200 cm
Contenido del paquete	Almohada masajeadora HM-340, adaptador de CA, cubierta (colocada en la unidad principal) y manual de instrucciones



Manual de instrucciones		OMRON
Almohada masajeadora HM-340		
Contenido		
Antes de usar el dispositivo	1	
Contenido	5	
Clasificación general	5	
Uso del dispositivo	6	
Mensaje	6	
Mantenimiento y solución de problemas		
Mantenimiento	7	
Solución de problemas	8	
Especificaciones	9	
Garantía limitada	10	
<ul style="list-style-type: none"> • Siempre leer el manual de instrucciones antes de usar el dispositivo. • Guardar este manual para referencia en el futuro. • Las funciones están en este manual en español. El idioma original es japonés. • Este producto no está diseñado para uso médico. • Lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar el dispositivo. 		
All for Healthcare		

Nota: Estas especificaciones pueden estar sujetas a cambio. La eliminación de este producto y de las pilas usadas deben realizarse de acuerdo con las normas nacionales para la eliminación de productos electrónicos.